


REF. 110021\*

ELECTRIC TREATMENT TABLE  
CAMILLA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA  
TABLE DE TRAITEMENT ÉLECTRIQUE  
LETTINO ELETTRICO PER TRATTAMENTI  
ELEKTRISCHE BEHANDLUNGSLIEGE



195 x 55 cm



46 - 90 cm



65 kg



Max.

250 kg



1



5 cm - 70 kg/m<sup>3</sup>



1100213421



1100213521



## MOTOR FUNCTIONS/ FUNCIONES MOTORIZADAS/ FONCTIONS MOTORISÉES/ FUNZIONI MOTORIZZATE/ MOTORISIERTE FUNKTIONEN

- Height/ Altura/ Hauteur/ Altezza/ Höhe: 46-90 cm


## MANUAL FUNCTIONS/ FUNCIONES MANUALES/ FONCTIONS MANUELLES/ FUNZIONI MANUALI/ MANUELLE FUNKTIONEN

- Adjustable armrests - Headrest (-45° to +40°) inclination by gas lift
- Reposabrazos ajustables - Reposacabezas (-45° a +40°) por pistón de gas
- Accoudoirs réglables - Dossier (-45° et +40°) par vérin à gaz
- Braccioli regolabili - Poggiatesta (-45° a +40°) pistone a gas
- Einstellbare Armlehne - Kopfstütze (-45° bis +40°) mittels Gasdruckfeder

## INCLUDES/ INCLUYE/ INCLUS/ INCLUDE/ ENTHÄLT

- Peripheral switch for height
- Hand hold bar
- Breather hole
- 4 retractable big wheels system for easier movement
- Paper roll holder
- Barra perimetral para regular la altura
- Barra para sujetar las manos
- Reposacabezas con agujero facial
- Sistema de 4 ruedas grandes retráctiles para facilitar el movimiento
- Portarrollos
- Barre périphérique pour régler la hauteur
- Barre de maintien à la main
- Repose-tête avec trou visage
- Système de 4 grandes roues rétractables pour faciliter sa mobilité
- Porte-rouleau
- Barra perimetrale per regolare l'altezza
- Barra di tenuta della mano
- Poggiatesta con foro viso

REF. 110021\*



- Sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento
- Portarotolo
- Periferie-Schalter für Höhenverstellung
- Haltestange
- Gesichtsloch
- 4 großen, einziehbaren Räder um die Beweglichkeit zu erleichtern
- Papierrollenhalter

## CERTIFICATIONS/ CERTIFICACIONES/ CERTIFICATIONS/ CERTIFICAZIONI/ ZERTIFIZIERUNGEN

(EU) 2017/745

- Class I Medical Device. European regulation of medical devices
- Dispositivo Médico Clase I. Reglamento Europeo de Productos Sanitarios
- Dispositif Médical de Classe I. Règlement Européen des Dispositifs Médicaux
- Dispositivo Medico di Classe I. Regolamento Europeo dei Dispositivi Medici
- Medizinprodukt der Klasse I. Europäische Verordnung über Medizinprodukte

