

NEW REF. 110012*

REF. EL02

ELECTRIC TREATMENT TABLE
CAMILLA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA
TABLE DE TRAITEMENT ÉLECTRIQUE
LETTINO ELETTRICO PER TRATTAMENTI
ELEKTRISCHE BEHANDLUNGSLIEGE



195 x 66 cm



47,5 - 91,5 cm



64 kg



Max.

250 kg



1



5 cm - 36 kg/m³



1100121911



1100122411



1100123421



1100123521



MOTOR FUNCTIONS/ FUNCIONES MOTORIZADAS/ FONCTIONS MOTORISÉES/ FUNZIONI MOTORIZZATE/ MOTORISIERTE FUNKTIONEN

- Height/ Altura/ Hauteur/ Altezza/ Höhe: 47,5-91,5 cm

MANUAL FUNCTIONS/ FUNCIONES MANUALES/ FONCTIONS MANUELLES/ FUNZIONI MANUALI/ MANUELLE FUNKTIONEN

- Backrest (-20° to +70°) inclination by gas lift
- Inclinación (de -20° a +70°) del respaldo por pistón de gas
- Inclinaison (entre -20° et +70°) du repose-tête par vérin à gas
- Inclinazione (da -20° a +70°) dello schienale mediante pistone a gas
- Neigung der Rückenlehne (-20° bis +70°) mittels Gasdruckfeder

INCLUDES/ INCLUYE/ INCLUS/ INCLUDE/ ENTHÄLT

- Peripheral switch for height
- Breather hole
- 4 retractable big wheels system for easier movement
- Paper roll holder
- Barra perimetral para regular la altura
- Agujero facial
- Sistema de 4 ruedas grandes retráctiles para facilitar el movimiento
- Portarrollos
- Barre périphérique pour régler la hauteur
- Trou visage
- Système de 4 grandes roues rétractables pour faciliter sa mobilité
- Porte-rouleau
- Barra perimetrale per regolare l'altezza
- Foro facciale
- Sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento
- Portarotolo
- Peripherie-Schalter für Höhenverstellung
- Gesichtsloch
- 4 großen, einziehbaren Räder um die Beweglichkeit zu erleichtern
- Papierrollenhalter

NEW REF. 110012*

REF. EL02

CERTIFICATIONS/ CERTIFICACIONES/ CERTIFICATIONS/ CERTIFICAZIONI/ ZERTIFIZIERUNGEN

(EU) 2017/745

- Class I Medical Device. European regulation of medical devices
- Dispositivo Médico Clase I. Reglamento Europeo de Productos Sanitarios
- Dispositif Médical de Classe I. Règlement Européen des Dispositifs Médicaux
- Dispositivo Medico di Classe I. Regolamento Europeo dei Dispositivi Medici
- Medizinprodukt der Klasse I. Europäische Verordnung über Medizinprodukte

