

<b>Produkt gruppe</b>	Extreme
<b>Varens navn</b>	Extreme 3+3
<b>Varens nummer</b>	3331xx
<b>Såleens fordele</b>	Da overfladen er lavet af støddabsorbering, mistes der ikke nogen støddabsorberende effekt. Ydermere har såleens overflade en rigtig god evne til at holde fast omkring foden, hvilket gør den specielt velegnet til cutting sports.



# SUPERSOLE

*w a l k t h i s w a y*

<b>Overflade materiale</b>	Såleens overflade er lavet i et blåt støddabsorberende materiale med åbne celler i uretan skum
<b>Støddabsorbering</b>	Støddabsorberende med åbne celler i uretan skum
<b>Fiberlag</b>	Lettere termoformbart
<b>Gennemgående calcaneus pilotte</b>	Åben celle i uretan skum
<b>CI-Core®</b>	Special behandlet plasttype som er termoformbar og fjedrende
<b>Bundmateriale</b>	Uvævet linned materiale
<b>Lim</b>	Ugiftig varmebehandlet og presset vandlim

<b>Såleens højde forfod</b>	4,64 mm
<b>Såleens højde midtfod</b>	5,80 mm
<b>Såleens højde ved calcaneus</b>	6,46 mm

#### Specielle egenskaber ved denne sål

Meget slidstærk sål med direkte kontakt til støddabsorberingen, såleens overflade holder godt fast omkring foden hvilket gør den specielt velegnet til pludselige retningsskift (Cuttingsports). Sålen er meget tynd, men stadig dynamisk og støddabsorberende og passer derfor perfekt, der hvor man har meget behov for kontakt med underlaget eller meget lidt plads i skoene..

#### Hvem har specielt glæde af denne sål

Sålen er særligt velegnet til sportsgrene som Badminton, Squash, Fodbold, Håndbold og Basketball. Den kan også bruges af dem der i deres dagligdag ofte foretager pludselige retningsskift og af dem der ydermere har behov for stor kontakt med skoens underlag.

**Størrelser** Findes i størrelserne 36-54

