

<b>Produkt gruppe</b>	Power Fuldkernesål
<b>Varens navn</b>	Power Fuldkernesål, 1mm, 1+1
<b>Varens nummer</b>	2111xx
<b>Såleens fordele</b>	Sålen er den tyndeste fuldkerne sål, med støddabsorbering hvilket gør at den kan ligge i de fleste sko. Såleens fuldkerne giver en større bæreevne samt mulighed for korrektioner helt ude i forfoden.



# SUPERSOLE

*w a l k t h i s w a y*

<b>Overflade materiale</b>	Sort slidstærk syntetisk tekstiloverflade
<b>Støddabsorbering</b>	
<b>Fiberlag</b>	Lettere termoformbart
<b>Gennemgående calcaneus pilotte</b>	Åben celle i uretan skum
<b>CI-Core®</b>	Special behandlet plasttype som er termoformbar og fjedrende
<b>Bundmateriale</b>	Uvævet linned materiale
<b>Lim</b>	Ugiftig varmebehandlet og presset vandlim

<b>Såleens højde forfod</b>	3,80 mm
<b>Såleens højde midtfod</b>	3,80 mm
<b>Såleens højde ved calcaneus</b>	5,48 mm

### Specielle egenskaber ved denne sål

Sålen er med fuldkerne, hvilket giver den en større bæreevne, samt mulighed for korrektioner helt ude ved tæerne. Sålen er ligeledes med en ekstra tyk støddabsorbering, hvilket gør den yderst behagelig, ved megen brug.

### Hvem har specielt glæde af denne sål

Denne sål er særligt velegnet til personer hvor der ønskes korrektioner helt ude i forfoden. Eller hvor der ønskes en lidt større bæreevne, eller stiv sål. Som f.eks. ved løb, fodboldsko og i dagligdagsskoen.

**Størrelser** Findes i størrelserne 36-50



Overflade

Calcaneus Pilotte

CI-Core®

Underlags materiale