

Produkt gruppe	Power Fuldkernesål
Varens navn	Power Fuldkernesål, 2mm, 0+0
Varens nummer	2002xx
Sålens fordele	Sålen er med dobbelt fuldkerne, hvilket giver den en ekstra stor bæreevne.



SUPERSOLE

w a l k t h i s w a y

Overflade materiale	Sort slidstærk syntetisk tekstiloverflade
Stødabsorbering	
Fiberlag	Lettere termoformbart
Gennemgående calcaneus pilotte	Åben celle i uretan skum
CI-Core®	Special behandlet plasttype som er termoformbar og fjedrende
Bundmateriale	Uvævet linned materiale
Lim	Ugiftig varmebehandlet og presset vandlim

Sålens højde forfod	4,20 mm
Sålens højde midtfod	4,30 mm
Sålens højde ved calcaneus	5,08 mm

Specielle egenskaber ved denne sål

Sålen er med dobbelt fuldkerne, hvilket giver den en ekstra stor bæreevne. Yderere er sålen uden stødabsorbering, hvilket gør at den kan passes ind i de fleste sko, hvor der ikke er meget plads. Sålens dobbelt kerne, gør ligeledes sålen meget stiv.

Hvem har specielt glæde af denne sål

Sålen er særligt velegnet til personer der har behov for en ekstra stiv sål, pga. f.eks. stor vægt eller andet, der kan udsætte sålen for stort pres.

Størrelser Findes i størrelserne 36-50

